



MedicBelleza

Catálogo

Productos para La Belleza



medicbelleza.pe



MedicBelleza

Descubre nuestra selección premium de
productos médicos para la belleza

HERMOSA

Alfa

aqu
lift

aqu
fill

MISS REAL



**COMPRA
ONLINE**

medicbelleza.pe

RELLENO DÉRMICO

▶▶ ÁCIDO HIALURÓNICO ◀◀

Relleno dérmico de ácido hialurónico y lidocaína, producto con especificación para antienvjecimiento y reafirmación facial.

VENTAJAS



✓ Efecto volumen y retención

Las partículas de ácido hialurónico (AH) de tamaño uniforme con una viscoelasticidad óptima pueden mantener un volumen duradero.

✓ Uso seguro

HERMOSA es seguro de usar en pacientes debido al bajo nivel de endotoxinas y esencialmente a los residuos de BDDE.

✓ Fácil procedimiento

La varilla y el mango de diseño ergonómico permiten la distribución uniforme de la presión durante la inyección para un tratamiento preciso y seguro tanto para el médico como para el paciente.

✓ AH altamente puro

HERMOSA implementa un estricto sistema de control de calidad a través de la participación directa en todo el proceso de producción desde el material base de ácido hialurónico hasta el producto final.

✓ Control de calidad internacional

Para garantizar la calidad de HERMOSA, cumple estrictamente con las normas internacionales de calidad, incluyendo KGMP, ISO 13485.




Registro Sanitario
N° DM18722E


HERMOSA

HERMOSA

SOFT




Tipo	Bifásico
Concentración AH	2.4% (24mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Viscosidad Compleja	1,200,000cP
Tamaño de Partícula	200 um
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Dermis Superficial



Relleno Bifásico

Son relativamente firmes y tienen una gran elasticidad, lo que los hace efectivos para levantar. También tienden a mantener su forma durante un largo período de tiempo.

MILD



Tipo	Bifásico
Concentración AH	2.4% (24mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Viscosidad Compleja	1,500,000cP
Tamaño de Partícula	400um
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Dermis superficial a capa media de tejido subcutáneo

HARD




Tipo	Monofásico
Concentración AH	2.4% (24mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Viscosidad Compleja	2,000,000 cP
Tamaño de Partícula	600 um
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 ca
Aplicación	Capa media a profunda tejido sub-cutaneo



Relleño Monofásico

suaves y pegajosos, proceso de inyección sea cómodo y adecuado para crear formas detalladas.

shine



Tipo	Bifásico
Concentración AH	1.2% (12mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Viscosidad Compleja	200,000cP
Tamaño de Partícula	100 um
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Dermis superficial en las ojeras oscuras




HERMOSA

RELLENO VAGINAL ESTÉTICO

ÁCIDO HIALURÓNICO INTIMO

Relleno dérmico que ayuda a la regeneración y producción de colágeno de la zona inyectada para que mantenga una sensación voluminosa natural durante mucho tiempo.

Her



Tipo	Bifásico
Concentración AH	2.4% (24mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Viscosidad Compleja	4,000,000cP
Tamaño de Partícula	3ml
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Dermis superficial de la vagina

Baja
Viscoelasticidad

Alta
Viscoelasticidad




	SHINE	SOFT	MILD	HARD	HER
Tipo	Bifásico	Bifásico	Bifásico líneas	Monofásico Nariz	Bifásico
Aplicación	Ojeras oscuras	Líneas de expresión, patas de gallo y labios	Peribucales, frente y volumen en las mejillas	Pliegues nasolabiales, mentón, etc.	Estética Vaginal

+ Magician

SUERO HIALURONICO

El ácido hialurónico puro tiene la propiedad de rellenar las capas superiores de la piel para suavizar las arrugas además de acumular y retener la humedad para mantener tu piel hidratada, elástica y suave durante mas tiempo.

A.H. Optimizado




- ✓ Hidratante de piel profundo
- ✓ Baja viscosidad
- ✓ Úselo solo o con sus cosméticos



Scarlet

Scarlet es un suero de hialuronano puro con pirroloquinolina quinona (PQQ) que es un antioxidante y muy poderoso para combatir los radicales libres aun más que la vitamina C. También conocido como metoxatina, sal disódica de pirroloquinolina quinona o vitamina de la longevidad. Algunos estudios en humanos muestran que puede haber algunos beneficios para la salud.



HERMOSA

HAIru:ts PRO


Complejo NPQ-230 componente desarrollado por HERMOSA para el crecimiento del cabello.

El ingrediente principal del complejo NPQ-230 es NP-PQN, una forma de PQQ producida por HERMOSA utilizando una cepa mutante patentada y un método de purificación.

Las investigaciones indican que NP-PQN no sólo es un antioxidante más potente que la vitamina C, sino que también proporciona beneficios blanqueadores y que mejoran las arrugas. NP-PQN exhibe el mismo nivel de expresión de ARNm de b-catenina que minoxidil, un fármaco comúnmente utilizado para el tratamiento de la caída del cabello.



El uso continuo de HERMOSA HAIru:ts es indoloro y la adherencia del paciente es alta en comparación con los tratamientos de inyección. Después de 10 semanas de uso, se puede ver el efecto de engrosamiento del cabello en el cuero cabelludo y aumento de la cantidad de cabellos.



Producto que utiliza el complejo NPQ-230 componente desarrollado por hermosa para el crecimiento del cabello. EL ingrediente principal es NP-PQN (pirroloquinoline quinona) patentado de hermosa. Se confirmó que NP-PQN es un antioxidante más fuerte que la vitamina c, así como tiene funciones blanqueadoras y para el cuidado de las arrugas. Además, como resultado de las pruebas realizadas por una institución de pruebas externa, NP-PQN mostró el mismo nivel de expresión de arnm de β -catenina que minoxidil.

HAIru:ts

Complejo NPQ-230 componente desarrollado por HERMOSA para el crecimiento del cabello.



HILOS PDO

Hilos tensores de Polidioxanona, tratamiento revolucionario en el mundo de la estética



Thread *Soft*

Los hilos MONO SCREW son absorbibles y seguros de usar, cubren mas área para lograr mayor colágeno. El hilo enrollado alrededor de la aguja maximiza la estimulación del colágeno y la elastina, lo que permite dar un efecto de mayor volumen.



Thread *Mild*

El nuevo modelo con engranaje bidireccional en el interior de la aguja y engranaje en espiral denso en el exterior estimula dos veces más la producción de colágeno. Double Loc para pieles finas y Corset para pieles mas gruesas.




HERMOSA

Thread *Hard*

Estructura asimétrica única que permite alcanzar efectivamente el resultado deseado.

Para mantener el grosor necesario del hilo hemos repartido las púas alrededor del hilo en 360° en la parte de agarre del hilo y 180° en la parte de retención.



Thread *Nose*

Hilos nasales especialmente diseñados, que se colocan debajo de la piel durante el procedimiento, actúan como estructura de andamio para darle vida al puente y la punta de la nariz. La estructura única de los hilos nasales de HERMOSA sujetará eficazmente la piel y la levantará en la dirección deseada.





HERMOSA Dermal Filler

El ácido hialurónico (AH) inyectable es un tipo de relleno dérmico temporal. En la piel, el AH atrae agua, lo que permite que la piel se hidrate más.

El AH inyectable se utiliza para reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, pliegues faciales y para crear estructura, marco y volumen en el rostro y los labios. Los efectos del ácido hialurónico inyectable se ven de inmediato.



CONFIANZA Y CALIDAD EN CADA PRODUCTO

En Medicibelleza, tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad. Nos enorgullece informarte que todos nuestros productos médicos para la belleza cuentan con los certificados sanitarios y registros correspondientes.



Escanea el QR y conoce todos los certificados y registros de nuestros productos.



Certificados de Fabricación y Calidad: Garantizamos que cada producto ha pasado rigurosos controles de calidad para ofrecerte lo mejor.

Registro Sanitario Correspondiente: Todos nuestros productos están debidamente registrados y aprobados, cumpliendo con todas las normativas sanitarias.

aqu
fill

RELLENO DÉRMICO

▶▶ ÁCIDO HIALURÓNICO ◀◀

Relleno dérmico de ácido hialurónico, moldeo fácil, viscosidad fuerte y dureza de gel efectiva



Aquifill aplica la tecnología progresiva de cross-linking para que dure más tiempo. Además, tiene un excelente hidrofiliidad que muestra un efecto de volumen comparados con otros productos. La alta hidrofiliidad también muestra capacidad fácil del moldeo.



SOFT



Tipo	Bifásico
Concentración AH	2.0% (20mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Duración	2.5 años
Tamaño de aguja	27G 13mm
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Dermis Superficial



MEDIUM

Tipo	Bifásico
Concentración AH	2.4% (24mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Duración	2.5 años
Tamaño de aguja	27G 13mm
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Dermis superficial a capa media de tejido subcutáneo



aqu
fill

HARD



Tipo	Monofásico
Concentración AH	2.4% (24mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Duración	2.5 años
Tamaño de aguja	27G 13mm
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Capamedia a profunda de tejido subcutáneo



HYDRO

Tipo	Bifásico
Concentración AH	2.0% (20mg/ml)
Factor de Reticulación	BDDE (<1ppm)
Duración	2.5 años
Tamaño de aguja	31G 13mm
Efectos Secundarios	<0.01% de 1,000,000 casos
Aplicación	Dermis superficial a capa media de tejido subcutáneo





aqufill
FILL YOUR LIFE

CONFIANZA Y CALIDAD EN CADA PRODUCTO

En Medicbelleza, tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad. Nos enorgullece informarte que todos nuestros productos médicos para la belleza cuentan con los certificados sanitarios y registros correspondientes.



Escanea el QR y conoce todos los certificados y registros de nuestros productos.



Certificados de Fabricación y Calidad: Garantizamos que cada producto ha pasado rigurosos controles de calidad para ofrecerte lo mejor.

Registro Sanitario Correspondiente: Todos nuestros productos están debidamente registrados y aprobados, cumpliendo con todas las normativas sanitarias.

aqufill

aqu lift

HILOS PDO

Hilos tensores de Polidioxanona, tratamiento revolucionario en el mundo de la estética

Estructura asimétrica única que permite alcanzar Los hilos MONO SCREW son absorbibles y seguros de usar, cubren mas área para lograr mayor colágeno. El hilo enrollado alrededor de la aguja maximiza la estimulación del colágeno y la elastina, lo que permite dar un efecto de mayor volumen.




**COMPRA
ONLINE**



medicbelleza.pe

MONO GRIP

HILOS SHARP NEEDLE



Ampliamente efectivo en el levantamiento facial y la eliminación de arrugas a través de la auto-estimulación de la célula. Sin efectos secundarios, los hilos se disolverán por completo en el cuerpo.



Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
27G	50	80	5-0
27G	60	100	5-0
29G	50	80	6-0
29G	60	100	6-0

Además, no hay interrupción en la vida diaria, incluso después del procedimiento, es biodegradable, biocompatible y seguro.



COG PRO I

HILOS NEEDLE ROUNDED EDGE 360° MULTI BI-DIRECCIONAL



Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
19G	70	140	1-0
19G	90	160	1-0
21G	70	140	2-0
21G	90	160	2-0
23G	70	140	4-0
23G	90	160	4-0

Se inserta con aguja ya que la nitidez de los bordes redondeados minimiza el daño de los vasos sanguíneos.

Hilo: Cog multi direccional de 3D 360 grados
Aguja: La forma de punta curva minimiza el daño de los vasos sanguíneos.

Aguja con ángulo de 45 grados para facilitar la inserción.



aqu lift

COG PRO II

HILOS CANULA R
360 MULTI BI-DIRECCIONA



Se inserta con Cánula tipo R para prevenir el daño de los tejidos internos de la piel y los vasos sanguíneos que lleva a magulladuras y a hincharse con su agudeza.

Hilo: Cog multi direccional de 3D 360 grados
Aguja: Tipo de cánula R. Punta roma de la cánula es ideal para prevenir el daño de los tejidos internos de la piel y los vasos sanguíneos.




Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
19G	70	140	2-0
19G	90	160	2-0
21G	70	140	2-0
21G	90	160	2-0
23G	70	140	3-0
23G	90	160	3-0



VISU I

HILOS NOSE CANULA L



Para cirugía de nariz equilibrada y natural sin incisiones extensas y hacer la forma de la nariz deseada con un procedimiento no invasivo gracias a su cánula L que minimiza el daño al tejido.

Es un producto especializado para la cirugía de la nariz, que se inserta en el tabique, el dorso, la punta y el ala de la nariz.



Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
21G	60	80	1-0

VISU II

HILOS NOSE CANULA L




Para cirugía de nariz equilibrada y natural sin incisiones extensas y lograr la forma de la nariz deseada con un procedimiento no invasivo. Es un producto especializado para la cirugía de la nariz, que se inserta en el tabique, el dorso, la punta y el ala de la nariz.

Hilo: 3-4 para el tabique, 2-3 para el dorso, 2-3 para glabella.

La Cánula-L especializada minimiza el daño al tejido.



Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
19G	38	50	2
19G	50	50	2



VISU III


HILOS EYE CANULA L



Especialmente diseñado para tensar la piel y eliminar las arrugas alrededor de los ojos, es el tratamiento más seguro y efectivo para el área de los ojos.

La cánula L roma minimiza el riesgo de hematomas, sangrado e hinchazón.

Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
30G	25	30	6-0



aqu lift

aqu lift



COG MASTER GEAR I

HILOS CANULAR L
BI-DIRECCIONAL



Hilo Moldeo Bi- direccional de cánula Roma, que facilita una separación suave de la sutura a la cánula.

Especialmente diseñado para dar un gran poder a los extremos, superando las expectativas y gracias al ancho y púa más fuerte, mantiene los tejidos flácidos durante mucho tiempo para lograr un mayor efecto debido a el mejor anclaje y tracción. Espículas Modelo bidireccional.

Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
18G	100	185	1-0
19G	100	185	2-0



COG MASTER GEAR II

HILOS SEMI MOLDEABLE CANULA L
MEDIO BI - DIRECCIONAL



Semi moldeable Bi- direccional – Canula L En comparación con modelos anteriores nuestro hilo moldeado Cog Master Gear II tiene mejor efecto de elevación.

Gracias a su amplitud y fuerza, sujeta los tejidos flácidos durante más tiempo. Además es mitad-molde hilo que logra casi igual efecto que el Cog Master Gear I a un precio más razonable.

Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP



COG MASTER GEAR III

HILOS CANULA L
BIDIRECCIONAL



Tiene la ventaja en utilizar una cánula Roma está especialmente diseñado para dar un gran poder para los extremos.

Gracias al ancho y púa más fuerte, mantiene los tejidos flácidos durante mas tiempo. Eso da un efecto bastante superior que los engranajes existentes debido al mejor anclaje y tracción. Moldeo bidireccional se insertar con Cánula tipo W.

La ventaja de la aguja roma para lograr una separación suave de la sutura y la cánula



Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
18G	100	165	3
19G	100	165	2



DUAL II

HILOS 360
MULTIDIRECCIONAL

360° Multidireccional aguja punta Cónica La técnica de Dual Lifting se implica usando un absorbable 3D multidireccional con agujas de púas(I/II) y dos hilos de Cog moldeado (III/IV) que llevan juntos dos agujas especiales. Dual Lifting le permite colocar precisamente en partes divididos con cada mitad del hilo. Este efecto es un resultado de la distribución del peso sobre el tejido simétricamente en los dos partes del hilo.

Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
21G	110	420	1-0

alfa
aqu
lift

aqu lift

DUAL IV

HILOS 3D
BIDIRECCIONAL

Moldeo Bi-direccional (420mm) Aguja punta cónica (roma) La técnica de Dual Lifting se implica usando un absorbable 3D multi-direccional con agujas de púas(I/II) y dos hilos de Cog moldeado(III/IV) que llevan juntos dos agujas especiales.



Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
21G	110	420	1-0

Dual Lifting le permite colocar precisamente en partes divididos con cada mitad del hilo. Este efecto es un resultado de la distribución del peso sobre el tejido simétricamente en los dos partes del hilo.



Medidor De aguja	Longitud De aguja	Longitud De rosca	USP
21G	110	300	1-0

DUAL VI

HILOS 3D
BI DIRECCIONAL

Moldeo Bi-direccional (300mm) – Aguja punta Cónica (roma) La técnica de Dual Lifting se implica usando un absorbable 3D multi-direccional con agujas de púas(I/II) y dos hilos de Cog moldeado(III/IV) que llevan juntos dos agujas especiales.

Dual Lifting le permite colocar precisamente en partes divididos con cada mitad del hilo. Este efecto es un resultado de la distribución del peso sobre el tejido simétricamente en los dos partes del hilo.

Compra online todos los productos Aquilift en nuestra web




**COMPRA
ONLINE**

medicbelleza.pe



CONFIANZA Y CALIDAD EN CADA PRODUCTO

En Medicbelleza, tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad. Nos enorgullece informarte que todos nuestros productos médicos para la belleza cuentan con los certificados sanitarios y registros correspondientes.



Escanea el QR y conoce todos los certificados y registros de nuestros productos.



✓ Certificados de Fabricación y Calidad: Garantizamos que cada producto ha pasado rigurosos controles de calidad para ofrecerte lo mejor.

✓ Registro Sanitario Correspondiente: Todos nuestros productos están debidamente registrados y aprobados, cumpliendo con todas las normativas sanitarias.



Dr. REGEN

Crema regeneradora para reparación de la piel

Dr. Regen es una crema cosmética de tipo pomada para una rápida recuperación de la piel, permanece en la superficie por lo que reduce el daño de la inflamación y pérdida de humedad. Se utiliza para cuidados posteriores a tratamientos (Láser, Tratamiento con Hilos, procedimientos y otros tratamientos dermatológicos.



PH BALANCE FOAM CLEANSER

Limpiador facial suave
Espuma de equilibrio de PH

Cleanser es un limpiador facial suave que ayuda a equilibrar los niveles de pH de tu piel, contiene tensoactivo natural derivado del coco y 10 tipos de ácido hialurónico y super centella que ayudan a eliminar cualquier impureza y mantener la piel humectada y saludable.




- + Control de PH
- 🔥 Hidratación
- 🔥 Elasticidad/Firmesa

ALL DAY BALANCE AMPOULE

Ampolla lechosa con fórmula subácida y rica nutrición.

WELLFORT DERMA BASIC La ampolla de equilibrio para todo el día está altamente concentrada con adenosina y péptido M ACP que puede hacer que la piel sea elástica.

La ampolla contiene Super Centella, pantenol y 10 tipo de Ácido Hialurónico que ayuda a calmar e hidratar la piel.



- Control de PH +
- Hidratación 🔥
- Elasticidad/Firmesa 🔥





INTENSE CREAM FACIAL SHEET MASK

Nutrientes altamente concentrados para reparación cutánea

La mascarilla facial en crema intensa WELLFORT DERMA BASIC ayuda a mejorar la humedad y elasticidad de la piel, al contener 100ppm de Complejo Peptídico y 10 tipos de Ácido Hialurónico. Además contiene varios aceites esenciales suavizan y nutre tu piel.



- + Control de PH
- + Hidratación
- + Mejora arrugas

CICA JELLY FACIAL GAUZE MASK

Gasa Facial mascarilla hipoalergénica.

Wellfort Derma Basic Cica Jelly Gasa Facial es una mascarilla hipoalergénica que ayudan a calmar y mejorar tu piel, contiene extracto de Centella Asiática, Cynanchum, extracto de Atratum, 100ppm de Complejo Peptide y 10 tipos de Ácido Hialurónico.

La hoja patentada hecha de material ecológico minimizan la irritación y proporcionan suavidad, textura y adhesión dérmica ajustada a la piel.



- Efecto Calmante +
- Hidratación +
- Blanqueamiento de la piel +

24K SNAIL NOURISHING CREAM

Crema nutritiva de suave aplicación.

WELLFORT DERMA BASIC 24K es una crema nutritiva que ayuda a hidratar, y calmar la piel seca y sensible.

Con extracto de centella asiática, filtrado de secreción de caracol, manteca de karité, ceramida NP y complejo de péptidos y 10 tipos de Ácido Hialurónico que proporciona humedad a la piel. MultiEX BSASM Plus, el ingrediente patentado, ayuda a mantener la piel sana protegiéndola efectivamente.



- + Elasticidad
- 🔥 Hidratación
- 🔥 Firmeza



RED DEFENSE TONER

Tónico rojo de defensa hipoalergénico.

WELLFORT DERMA BASIC Tónico Defensa Rojo que ayuda a hidratar e irradiar la piel al que contiene 10 tipos de ácido hialurónico, extracto de centella asiática, extracto de Sparassis críspula y complejo de péptidos que mantiene tu piel suave tersa y sin irritación. Niacinamida y adenosina Ayuda a mejorar las arrugas de la piel y blanquear la piel.



- Blanqueo +
- Hidratación 🔥
- Mejora de arrugas 🔥



MISS REAL

Hyaluronic acid with LIDOCAINE

MISS REAL N°1

ACIDO HIALURÓNICO
CON LIDOCAINA

Modelo: Miss Real 1

Tipo: Bifásico


Área para aplicar: Dermis Superficial

Contenido de H.A.: 24mg/ml

Lidocaína: 0.3%

Volumen: 1.0 ml x 01 Jeringa

Aguja: 2x30G 1/2 pulgadas



MISS REAL N°2

ACIDO HIALURÓNICO
CON LIDOCAINA

Modelo: Miss Real 2

Tipo: Bifásico

Área para aplicar: Dermis Superficial
a capa media.


Contenido de H.A.: 24mg/ml

Lidocaína: 0.3%

Volumen: 1.0 ml x 01 Jeringa

Aguja: 2x28G 1/2 pulgadas





MedicBelleza

Pedidos:

989 676 215 | 973 770 734



medicbelleza.pe

Av. Tomas Marsano 4141 - Surco